

MANUAL DE USUARIO

GlucóApp

Tu bitácora digital para el control de la diabetes

Fácil, segura y en tu bolsillo · Registra tus lecturas · Conoce tu progreso ·
Recibe recordatorios

¡Bienvenido a GlucoApp!

Queremos que todas las personas puedan acceder a una herramienta sencilla, funcional y segura para llevar un mejor control de su glucosa, independientemente de sus necesidades o posibilidades.

Por eso, ofrecemos una versión gratuita completamente funcional, que permite registrar y consultar información básica para facilitar el seguimiento diario de los niveles de glucosa. Es una opción pensada para quienes desean comenzar a organizar sus datos y adquirir mejores hábitos de control.

Para quienes buscan una experiencia más completa, contamos con una versión Premium, diseñada para ofrecer un respaldo integral de la información, herramientas avanzadas de seguimiento y un análisis más profundo de los datos registrados. Así podrás identificar tendencias, comprender mejor tu evolución y facilitar el seguimiento de tu control glucémico.

¿Qué incluye cada versión?

Característica	Versión Gratuita (Local)	Versión Premium (Nube)
Registro de glucosa	Ilimitado	Ilimitado
Alarmas de medicamentos	Máximo 2 medicamentos	Ilimitadas
Agenda de citas médicas	Máximo 1 cita programada	Ilimitadas
Gráficas de tendencias	Últimos 7 días	7, 30 y 90 días
Registro de laboratorios (HbA1c)	No disponible	Ilimitado
Exportar reporte a PDF	No disponible	Ilimitado (sin marcas de agua)
Respaldo de datos	Solo en tu celular (vulnerable)	Respaldo automático en la nube

 ¿Por qué recomendamos la versión Premium?

En la versión gratuita, tus datos se guardan únicamente en la memoria de tu teléfono. Si cambias de equipo, la aplicación se borra o cierras sesión, **perderás tu historial médico**. Con Premium, tu información está blindada y sincronizada en la nube, además de permitirte enviar reportes profesionales a tu médico.

Planes de suscripción

Plan Mensual**\$9.900 COP**

/ mes

Plan Anual · ¡Ahorras 2 meses!**\$99.000 COP**

/ año · Recomendado

1 Primeros pasos y seguridad

Antes de empezar a registrar tus niveles, es importante configurar tu cuenta para que GlucoApp pueda darte información precisa y mantenerte seguro.

A. Crea tu cuenta y verifica tu correo

1. Abre la aplicación y selecciona “Crear Nueva Cuenta”.
2. Ingresa un correo electrónico válido y una contraseña segura (mínimo 6 caracteres).
3. ¡Importante! Por seguridad, te enviaremos un correo de verificación. Ve a tu bandeja de entrada, abre nuestro mensaje y haz clic en el enlace. *(Si no lo ves en un par de minutos, revisa tu carpeta de SPAM o Correo No deseado).*
4. Regresa a GlucoApp e inicia sesión.

B. Completa tu Perfil Médico

Al entrar por primera vez, verás una pantalla de bienvenida.


- Ingresa tu nombre, tipo de diabetes, peso y estatura. GlucoApp usará estos últimos dos datos para calcular automáticamente tu **Índice de Masa Corporal (IMC)**.



Pantalla de inicio de sesión



1. Tu nombre



2. Contacto de emergencia



3. Perfil médico

El **Botón Salvavidas (SOS)**

En la configuración te pediremos un **“Teléfono de Emergencia”**. Es vital que lo llenes: al hacerlo se activará un ícono de **ambulancia roja** en la parte superior de la aplicación. Si alguna vez tienes una bajada de azúcar severa y te sientes mal, solo toca ese botón y la app llamará inmediatamente a tu familiar o contacto de confianza.

2 Tu día a día: registro de glucosa

La pantalla principal de GlucoApp está diseñada para ser rápida y fácil de usar, incluso si estás de prisa.

¿Cómo guardar una lectura?

1. Usa el teclado numérico en pantalla para escribir el valor que arrojó tu glucómetro (ej. 114).
2. Selecciona el momento de la medición tocando los botones “Ayunas” o “Después de comer”.
3. **Opcional:** si se te olvidó registrar la glucosa en su momento, toca el botón “Hora Actual” y ajusta la hora exacta en la que te hiciste la prueba.
4. Toca el botón verde con el ícono de verificación (✓) para guardar.

⚠ Alertas **inteligentes y notas**

Si tu nivel de glucosa está muy bajo (menos de 70 mg/dL) o muy alto (más de 180 mg/dL), GlucoApp te mostrará una alerta en pantalla con sugerencias para actuar. En esa misma alerta verás el botón **“Añadir Nota”**, útil para registrar qué pudo causar el cambio (por ejemplo: “Caminé 30 minutos extra” o “Comí una porción grande de pastel”). Esto será muy valioso para tu médico.



Registro con teclado numérico

Gestión de tu historial

En la pestaña “**Historial**” (ícono de barras en la parte inferior) verás todas tus lecturas ordenadas.

- Los colores te ayudarán a identificarlas rápido: **Verde** (Normal), **Naranja** (Baja/Hipoglucemia) y **Rojo** (Alta/Hiperglucemia).
- Si te equivocaste al guardar un dato, simplemente desliza el registro hacia la izquierda para eliminarlo.




Historial general de lecturas

3 Gestión de medicamentos y citas

Controla tus medicinas sin olvidar una sola toma y lleva tu agenda médica en tu bolsillo.

A. Agenda tus medicamentos

1. En la pestaña principal, desliza las tarjetas de la parte superior hacia la izquierda hasta encontrar el botón gris con el ícono “+”.
2. Ingresa el nombre de tu medicina (ej. Metformina), la dosis (ej. 500 mg) y la hora exacta del recordatorio.



Tarjetas de medicamentos

3. **El Checklist Diario:** cuando te tomes la medicina, toca el círculo en su tarjeta. Pasará de color naranja a verde, indicando que ya cumpliste con tu dosis del día.

B. Citas médicas

Ve a la pestaña “**Citas**” (ícono de calendario) y toca “**Agendar Nueva Cita**”. Podrás guardar la especialidad, el nombre de tu doctor, la fecha y el lugar.

GlucoApp te enviará un recordatorio **24 horas antes** para que no la olvides.

Guía **Anti-Bloqueos (¡Muy importante!)**

Algunos celulares bloquean las alarmas de las aplicaciones para ahorrar batería. Para evitar que tus recordatorios fallen:

1. Ve a la pestaña “**Perfil**” (ícono de persona).
2. Toca el recuadro naranja que dice “¿Las alarmas no suenan?”.
3. Sigue los 3 sencillos pasos en pantalla para darle permiso a GlucoApp de avisarte siempre a tiempo.



Agenda médica

4 Análisis y reportes médicos

La pestaña “**Análisis**” (ícono de cerebro) procesa todos tus datos para que tú y tu médico tomen mejores decisiones.

- **Gráficas de tendencias:** revisa tu promedio de glucosa y un resumen de tus eventos altos y bajos. La versión gratuita muestra los últimos 7 días; Premium desbloquea la visión Mensual (30 días) y Trimestral (90 días).
- **Exámenes de laboratorio:** toca “Añadir” para registrar tu Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). La app analiza el porcentaje y te dice si estás en rango normal, prediabetes o diabetes. *(Exclusivo Premium)*.



Análisis y tendencias

- **Exportar a PDF:** en cualquier pantalla, toca el ícono de PDF rojo en la esquina superior derecha para generar un reporte clínico completo, sin marcas de agua, y enviarlo directamente al WhatsApp o correo de tu doctor. *(Exclusivo Premium).*

☆ Desbloquea **Premium**

Exportar tu historial a un documento PDF profesional para enviarlo a tu doctor es una función exclusiva de la versión Premium, junto con sincronización en la nube y análisis avanzado.



Reporte clínico exportado

5 Truco avanzado: el widget de inicio

¡No necesitas abrir la aplicación para ver cómo vas!

1. Ve a la pantalla principal de tu celular y mantén presionado un espacio vacío.
2. Toca la opción “Widgets” que aparecerá en tu pantalla.
3. Busca GlucoApp en la lista, selecciónalo y arrástralo a donde quieras.
4. ¡Listo! Ahora tendrás a la vista el nivel de tu última lectura de glucosa y el nombre y hora de tu próxima medicina sin tener que entrar a la app.



Widget en la pantalla de inicio

¿Necesitas ayuda o quieres pasarte a Premium?

Estamos aquí para acompañarte en tu proceso. Si tienes dudas con la aplicación, algún problema técnico, o quieres desbloquear todas las funciones Premium mediante transferencia (Nequi), escríbenos directamente:

Soporte y Ventas (WhatsApp): +57 311 633 7643

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 8:00 AM a 6:00 PM